

# PRODUKTINFORMATION

## Safsite®

### Sicherheitskonnektor für Infusionssysteme



#### Mehr Sicherheit für Zugänge durch automatische Funktion

- Der Luer-Kegel von Spritze oder Infusionsleitung öffnet bei Konnektion und schließt automatisch bei Dekonnektion:
  - Für die Gabe von Medikamenten
  - Für Blutentnahmen
  - Für Infusionslösungen
- Universell einsetzbar mit Infusionssystemen
- PVC- und latexfrei
- Flussrate 400 ml/min.
- Füllvolumen 0,12 ml

Artikelbezeichnung	Artikelnummer
Safsite® Sicherheitskonnektor	4091000
RV1000NC SAFSITE VENTIL W/O EXTRA KAPPE	415068