

# Verbandsschuhe

## Allgemeine Informationen – HOMECARE-Schuhe

- lassen sich dank der Klettverschlüsse ganz leicht öffnen und schließen
- großzügige Klettflächen am Schuh für individuellen Tragekomfort
- Klettverschlüsse haben zusätzliche Nähte, wodurch sie bei Bedarf sauber gekürzt werden können
- mithilfe der kürzbaren Klettverschlüsse kann das Innenvolumen an individuelle Platzbedürfnisse eines Patienten angepasst werden
- sind sowohl für Aktivitäten im Indoor- als auch im Outdoorbereich geeignet
- alle Schuhe verfügen über ein atmungsaktives Obermaterial und können bei 40 °C gewaschen werden
- im Schuh befinden sich drei EVA-Innensohlen, von denen die obere Innensohle eine antimikrobielle Beschichtung aufweist
- durch Bearbeiten der Innensohlen können das Innenvolumen und der Härtegrad der Polsterung an individuelle Platz- und Tragebedürfnisse angepasst werden
- bei Bedarf können die Innensohlen durch eine individuelle Fußbettung ersetzt werden
- mit verstärkter Fersenkappe ausgestattet, die dem Patienten Halt gibt, die Ferse polstert und für komfortable Stabilität sorgt
- flexible Sohlen bestehen aus EVA-Material, sind 30 mm dick und verfügen über einen leichten Keilabsatz
- die Sohlenkonstruktion unterstützt ein natürliches Abrollen beim Gehen



Alle Verbandsschuhe sind verordnungsfähig.

## Therapieschuh LEIPZIG – geschlossen

- geeignet für Wunden oder Schwellungen
- mit flexibler Sohle und großem, anpassbarem Innenraum
- viel Raum für besondere Platzbedürfnisse
- kann mit großzügigen Klettverschlüssen und dem Reißverschluss an der Ferse sehr weit geöffnet und somit leicht an- und ausgezogen werden
- verfügt über integrierte Zehenkappe für mehr Stabilität und Schutz im Zehenbereich

**Schuhgröße:** 35-50

**Hilfsmittelnummer:** 31.03.03.4040

**Artikel-Nr.** TS5512-...



## Therapieschuh KONSTANZ – offen

- geeignet für Wunden oder Schwellungen
- mit flexibler Sohle und anpassbarem Innenraum
- leicht und bietet viel Luft und Raum aufgrund seines offenen Designs
- mithilfe der komfortablen Klettverschlüsse einfach an- und ausziehbar

**Schuhgröße:** 35-50

**Hilfsmittelnummer:** 31.03.03.4137

**Artikel-Nr.** TH4562-...





### Ofa Dynamics Verbandsschuh

- geeignet für Wunden oder Schwellungen
- mit flexibler Sohle und anpassbarem Innenraum
- leicht und bietet viel Luft und Raum aufgrund seines offenen Designs
- mithilfe der komfortablen Klettverschlüsse einfach an- und ausziehbar
- unpaarig versorgbar

**Schuhgröße:** 33 – 47

**Hilfsmittelnummer:** 31.03.03.4055

**Artikel-Nr.** TH4562-...

### Verbandsschuh Liromed 476 Mikrofaser – geschlossen

- geeignet für Wunden, Schwellungen oder Deformierungen
- mit knöchelumschließendem Schaft (Höhe 7 cm) und stabilisierender Hinterkappe
- mit rutschhemmender Sohle für einen sicheren Halt
- sehr weich und anschmiegsam
- mit großzügigen Klettverschlüssen
- Obermaterial aus atmungsaktiver Polyester-Mikrofaser, auch für draußen geeignet

**i** Der Verbandsschuh ist nur als Paar lieferbar. Insofern Ihre Krankenkasse nur einen Schuh genehmigt, muss der zweite als PrivatkauF zum Preis von 35 € zugekauft werden.

**Schuhgröße:** 35 – 50

**Artikel-Nr.** 644760



**i** nicht für Diabetiker geeignet

**i** nicht für Diabetiker geeignet



### Bort Verbandsschuh Comfort

- postoperative oder sonstige Wunden mit ausgedehnten, evtl. gepolsterten Verbänden, deren Heilungsvorgang über längeren Zeitraum verläuft
- extra weit geschnittener Vorfuß und Zehenbereich
- Reißverschluss im Bereich der Ferse
- rutschfeste und flexible Laufsohle
- sicherer Halt und Komfort für empfindliche Füße
- Weite durch Klettverschluss individuell anpassbar
- komplett zu öffnen

**Schuhgröße:** 36 – 47

**Hilfsmittelnummer:** 31.03.03.4093

**Artikel-Nr.** TS5512-...

**Kröger's Centrum für technische Orthopädie GmbH**

Hertzstraße 8, 03238 Massen-Niederlausitz

Service- und Bestellhotline: 03531 7990-7322

Bestellfax (gebührenfrei): 0800 07990-33



www.medizintechnik-kroeger.de