

DIE „DEUTSCHLANDBINDE“ ZUR FUSSBALL-WM 2026



KURZZUGBINDE KOHÄSIV SRG kohäsive, selbsthaftende elastische Fixierbinde

Exklusiv zur Fussball-Weltmeisterschaft bieten wir Ihnen unsere ROGG-Kurzzugbinde kohäsiv in den Farben der Deutschlandflagge an. Die spezielle Webtechnik lässt den stützenden und entlastenden Verband an viel bewegten Körperteilen für Fans und Sportler in den Farben Deutschlands erstrahlen. Die Binde eignet sich für starke Kompressionen bei chronisch-venösen Stauungsödemen, abgeheilten Ulcera cruris, Thrombophlebitis und zur Nachbehandlung von Venenerkrankungen.

Produkteigenschaften: Gedeht 5m lang. Dehnung 70%.

Porös, atmungsaktiv. Im Einzelkarton verpackt.

Inhaltsstoffe: 88% Baumwolle, 11% Polyamid, 1% Lycra



Medizintechnik & Sanitätshaus
Harald Kröger GmbH
Nobelstraße 3 | 03238 Massen-Niederlausitz

Service- und Bestellhotline: 03531 7990-7266

Bestellfax (gebührenfrei): 0800 07990-33

E-Mail: bestellung@medizintechnik-kroeger.de

Größe	Art.-Nr.	PZN	Bestellmenge bitte Stückmenge eintragen
8 cm	1592	06108141	